



Будущее зрения

TM Ferrara Ophthalmics Brasil



Интрастромальные роговичные сегменты FERRARA RING™

Обозначение	AFR (оптическая зона 5 мм)и AFR 6 (оптическая зона 6 мм)
Торговая марка	FERRARA RING™
Предназначение	Интрастромальные роговичные имплантаты
Длина дуги	90°, 120°, 140°, 150°, 160°, 180°, 210° (другие длины дуги по запросу)
Высота	0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35 мм
Показания	Для правильного назначения сегментов Ferrara Ring требуется детальная оценка топографических условий и пахиметрии роговицы, а также комплексное офтальмологическое обследование. • Непереносимость контактных линз • Прогрессирующий кератоконус • Деформация роговицы, вызванная использованием контактных линз(синдром Хартштайна) • Астигматизм после проникающей кератопластики • Эктазияроговицы после лазерной коррекции зрения методом ЛАСИК • Астигматизм после радиальной кератотомии • Пеллюцидная краевая дегенерация роговицы
Описание изделия	FERRARA RING™ представляет собой полукруглый сегмент с дугой переменной длины и фиксированным треугольным сечением : AFR (ширина 0,60 мм) и AFR 6 (ширина) 0,80 мм). Одноразовый имплантат. Каждый сегмент имеет отверстие 0,20 мм на каждом конце для облегчения имплантации.
Материал	Полиметилметакрилат (PMMA) с естественным фильтром для синего света
Метод стерилизации	Оксид этилена (ЕТО)
Комплектация	Индивидуальный стерильный сегмент
Срок хранения	4,5 года

CE 0318



Таблица обозначений для заказов

FERRARA RING™	
Оптическая зона (диаметр)	AFR = 5 мм
	AFR6 = 6 мм
Высота	0,15 мм, 0,20 мм, 0,25 мм, 0,30 мм, 0,35 мм.
Длина дуги, град.	90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210.

Формат обозначения : AFRXXYYY; AFR6XXYYY

XX= высота кольца
YYY= длина дуги, в градусах

Пример

- AFR15160:

Optical Ferrara Ring 5 мм
Высота Q15 мм
Длина дуги 160°
- AFR620150:

Optical Ferrara Ring 6 мм
Высота Q20 мм
Длина дуги 150°